

Häufig gestellte Fragen zu iOS

Welche iOS-Geräte sind mit CamAPS FX kompatibel?

- iPhones mit Betriebssystem 17 und höher.
- Wenn ein neues Betriebssystem verfügbar wird (z. B. OS26), wird den Nutzern empfohlen, ihr Telefon erst dann zu aktualisieren, wenn sowohl die App als auch der Sensorhersteller die Kompatibilität bestätigt haben.
- Bitte erwägen Sie, die automatischen Updates des Betriebssystems in den Einstellungen Ihres Telefons zu deaktivieren.
- Die App ist derzeit nicht mit iPads, Apple Watches oder Apple CarPlay kompatibel.

Welche Insulinpumpen sind mit der iOS-App kompatibel?

- iPhone-Nutzer mit einer kompatiblen mylife YpsoPump können die CamAPS FX App verwenden.

Welche Glukosesensoren sind mit der iOS-App kompatibel?

- iPhone-Nutzer mit einer kompatiblen mylife YpsoPump können einen Dexcom G6, FreeStyle Libre 3 oder FreeStyle Libre 3 Plus Sensor einbinden.
- Die Integration des Dexcom G7 Sensors folgt.

Welche CamAPS FX-Funktionen stehen in der iOS-App zur Verfügung?

- Der Algorithmus und die Funktionen der App sind bei der Android- und der iOS-App identisch, dazu gehören:
 - „Boost“- und „Ease-off“-Modus
 - Persönliches Glukoseziel
 - Bolusrechner und Mahlzeit eingeben
 - Individuell anpassbare Alarme (bitte beachten Sie: wenn sich das iPhone im Fokus- oder Ruhemodus befindet; alle Alarme, einschließlich „Niedriger Wert (dringend)“, können stummgeschaltet werden, es sei denn, die CamAPS FX App wird davon ausgenommen)

Welche Möglichkeiten zum Teilen von Daten sind in der iOS-App verfügbar?

- Die iOS-App kann Daten automatisch an Glooko und mylife Cloud übertragen, sofern das Einverständnis erteilt wurde und die App im Menü „Teilen“ korrekt verknüpft ist.
- Im Menü „Statistiken“ können Sie außerdem einen 2-Wochen-PDF-Bericht erstellen, der direkt vom Telefon aus per E-Mail versendet werden kann.
- Die iOS-Companion-Funktion ermöglicht iPhone-Nutzern, Glukose- und Insulindaten sowie Alarme von einer Person einzusehen, die entweder die Android- oder die iOS-Version der CamAPS FX-App verwendet.
- In der iOS-App ist keine SMS-Alarmfunktion verfügbar.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das, was der Algorithmus gelernt hat, NICHT erhalten bleibt, wenn Sie von einem Android- zu einem iOS-Gerät wechseln und umgekehrt.

Wechseln Sie mit Unterstützung Ihres Diabetesteam von der Android- zur iOS-CamAPS FX-App.
