

Preguntas frecuentes sobre iOS

¿Qué dispositivos iOS son compatibles con CamAPS FX?

- iPhones con un sistema operativo de 17 o superior.
- Si se pone a disposición un nuevo sistema operativo (p. ej., OS26), se recomienda a los usuarios no actualizar su teléfono hasta que tanto la aplicación como el fabricante del sensor hayan confirmado la compatibilidad.
- Considere desactivar las actualizaciones automáticas del sistema operativo en la configuración de su teléfono.
- La aplicación actualmente no es compatible con iPads, relojes Apple o Apple CarPlay.

¿Qué bombas de insulina son compatibles con la aplicación para iOS?

- La app CamAPS FX la podrán utilizar los usuarios de iPhone con una bomba mylife YpsoPump compatible.

¿Qué sensores de glucosa son compatibles con la aplicación para iOS?

- Los usuarios de iPhone con una bomba mylife YpsoPump compatible pueden enlazarla con un sensor Dexcom G6, FreeStyle Libre 3 o FreeStyle Libre 3 Plus.
- La compatibilidad con el sensor Dexcom G7 estará disponible más adelante.

¿Qué funciones de CamAPS FX están disponibles con la aplicación para iOS?

- El algoritmo y la funcionalidad de la aplicación son idénticos, tanto en la aplicación para Android como para iOS, por ejemplo:
 - Modos "Boost" e "Ease-off"
 - Objetivo de glucosa personal
 - Calculadora de bolos y Agregar comida
 - Alertas personalizables (tenga en cuenta: si el iPhone está en modo de concentración o silencioso, todas las alertas, incluidas la de Baja urgente, se pueden silenciar a menos que se excluya la aplicación)

¿Qué funciones de intercambio de datos están disponibles con la aplicación para iOS?

- La aplicación de iOS puede transmitir datos automáticamente a Glooko y mylife Cloud, si se ha dado el consentimiento y la aplicación está correctamente vinculada en el menú "Compartir".
- En el menú "Estadísticas" también puede generar un informe en PDF de 2 semanas, que se puede enviar por correo electrónico desde el teléfono.
- La funcionalidad iOS Companion permite a los usuarios de iPhone ver los datos de glucosa e insulina, así como las alertas de una persona que use la aplicación CamAPS FX en Android o iOS.
- En la aplicación de iOS no está disponible la funcionalidad de alertas por SMS.

Nota: Tenga en cuenta que NO se conservará el aprendizaje del algoritmo al cambiar de un dispositivo Android a uno con iOS y viceversa.

Cambie de la aplicación CamAPS FX para Android a la de iOS con el apoyo de su equipo de diabetes.
