

oraimo

WELCOME GUIDE

MagniSonic | OPC-ET500N |

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

SCAN & DOWNLOAD



oraimo store

Easily Smart, Simply Best



Authentic Products



Fast Delivery




Best Price



Prompt Service

PACKAGE CONTENTS & PRODUCT OVERVIEW




BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Cover Material: PC + ABS
Battery Capacity: 500mAh
Normal Usage Time: ≥ 60 days
Charging Time: ≤ 6 hours
Rated Working Voltage: DC 3.7V
Rated Working Power: 2W
*oraimo Lab test results

INSTALLATION INSTRUCTIONS



USAGE INSTRUCTIONS



Oral Cavity

- Wet the bristles and apply a suitable amount of toothpaste. To prevent splattering, position the toothbrush on your teeth before turning it on.
- Angle the bristles slightly towards the gum line and position them against your teeth, hold the brush at a 45° angle to your teeth and gums.
- Press the power switch and gently glide the brush head across your teeth using small, vertical motions. For each section (as illustrated), brush the front, back, and chewing surfaces for 10 seconds each.
- After brushing, remove the toothbrush from your mouth, rinse it thoroughly, and store it in a well-ventilated, dry location.

MAIN SPECIFICATIONS

Brushing Mode

Gear Mode	Frequency/Speed	Description	Product Status
Gear 1	32000 times/minute	Strong gear	The first white indicator light is on
Gear 2	32000 times/minute	Mid-range	The second white indicator light is on
Gear 3	32000 times/minute	Weak gear	The third white indicator light is on
Gear 4	32000 times/minute	Massage mode	The fourth white indicator light is on
Gear 5	36000-47000 times/minute	Variable speed	The dynamic frequency changes rapidly, and the fifth white indicator light is on

Battery Indicator

Battery Level	Indicator Light After Shutdown	Product Status
Less than 10%	No indicator light	Product not working
10% - 20%	One gear light	Product in low power mode
20% - 40%	Two gear lights	Product in medium power mode
40% - 60%	Three gear lights	Product in medium-high power mode
60% - 80%	Four gear lights	Product in high power mode
Greater than 80%	Five gear lights	Product fully charged

Charge Indicator

Battery Level	Indicator Light Status
Less than 10%	Charging indicator light not on
10% - 90%	Gear lights gradually light up from bottom to top, indicating a cycle
90% - 100%	Charging indicator light not on


TROUBLESHOOTING

Trouble	Solutions
The product does not work.	Check if the battery has power .
The vibrational frequency has decreased.	The battery may be low. Please charge it in time.
The brush head has less cleaning effect.	Replace the toothbrush head at least once every three months.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not open, repair, or modify the product without authorization.
- Ensure toddlers or individuals unable to operate the device are supervised by an adult.
- Avoid submerging the product in water for extended periods.
- Remove the battery if the product will not be used for a long time.
- Do not exceed the product's intended functional use.
- This product is designed for household use to clean teeth, gums, and tongue only. Do not use it for other purposes.
- Use the vibrational strength provided by the toothbrush; do not apply excessive pressure on the teeth or gums.
- Keep the product away from high temperatures and direct sunlight.
- Avoid striking or applying excessive force to the product.

محتويات العلبة ونظرة عامة على المنتج



مواصفات المنتج الأساسية
مادة الغلاف: بولي كربونات (PC) + أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)
سعة البطارية: 500 مللي أمبير ساعة
وقت الاستخدام العادي: ≤ 60 يومًا
مدة الشحن: ≥ 6 ساعات
جهد العمل المقدر: 3.7 فولت تيار مستمر
طاقة العمل المقدر: 2 واط
*نتائج اختبار oraimo Lab


تعليمات التركيب



ملاحظة:

تأكد من أن الشق الموجود على الرقبة يتوافق مع الشقوق الداخلية لرأس فرشاة الأسنان لتثبيتها في مكانها.

تعليمات الاستخدام



تجويد الفم

- بلل الشعيرات ثم ضع كمية مناسبة من معجون الأسنان. لمنع تناثر معجون الأسنان، ضع فرشاة الأسنان على أسنانك قبل تشغيلها.
- قم بإمالة الشعيرات قليلاً نحو خط اللثة وضعها مقابل أسنانك، ثم أمسك الفرشاة بزاوية 45 درجة على أسنانك ولثتك.
- اضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف ثم حرك رأس الفرشاة بلطف عبر أسنانك باستخدام حركات رأسية صغيرة. بالنسبة لكل قسم (كما هو موضح)، قم بتنظيف السطح الأمامي والخلفي وسطح المضغ لمدة 10 ثوانٍ لكل قسم.
- بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، قم بإزالة فرشاة الأسنان من فمك، ثم اشطفها جيدًا، وقم بتخزينها في مكان جيد التهوية وجاف.

المواصفات الأساسية

وضع تفريش الأسنان

وضع السرعة	التردد/السرعة	الوصف	حالة المنتج
السرعة 1	32000 مرابافقة	سرعة قوية	يضيء ضوء المؤشر الأبيض الأول
السرعة 2	32000 مرابافقة	متوسطة المدى	يضيء ضوء المؤشر الأبيض الثاني
السرعة 3	32000 مرابافقة	سرعة ضعيفة	يضيء ضوء المؤشر الأبيض الثالث
السرعة 4	32000 مرابافقة	وضع التدليك	يضيء ضوء المؤشر الأبيض الرابع
السرعة 5	36000 - 47000 مرابافقة	سرعة متغيرة	يتغير التردد الديناميكي بسرعة، ويضيء ضوء المؤشر الأبيض الخامس

مؤشر البطارية

مستوى البطارية	ضوء المؤشر بعد إيقاف التشغيل	حالة المنتج
أقل من 10%	لا يوجد ضوء للمؤشر	المنتج لا يعمل
10% - 20%	ضوء السرعة الأولى	المنتج في وضع الطاقة المنخفضة
20% - 40%	أضواء السرعة الثانية	المنتج في وضع الطاقة المتوسطة
40% - 60%	أضواء السرعة الثالثة	المنتج في وضع الطاقة المتوسطة إلى المرتفعة
60% - 80%	أضواء السرعة الرابعة	المنتج في وضع الطاقة المرتفعة
أكثر من 80%	أضواء السرعة الخامسة	المنتج مشحون بالكامل

مؤشر الشحن	
مستوى البطارية	حالة ضوء المؤشر
أقل من 10%	ضوء مؤشر الشحن غير مضاء
10% - 90%	تضيء أضواء السرعات لتدريجياً من الأسفل إلى الأعلى، مما يشير إلى دورة
90% - 100%	ضوء مؤشر الشحن غير مضاء

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحلول
المنتج لا يعمل	تأكد من أن البطارية بها طاقة.
لقد انخفض التردد الاهتزازي.	البطارية قد تكون منخفضة، يرجى شحنها في الوقت المناسب.
رأس الفرشاة له تأثير تنظيف أقل.	استبدل رأس فرشاة الأسنان مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

تعليمات الأمان الهامة

- لا تفتح المنتج أو تقوم بإصلاحه أو تعديله دون تصريح.
- تأكد من وجود شخص بالغ يشرف على الأطفال الصغار أو الأفراد غير القادرين على تشغيل الجهاز.
- تجنب غمر المنتج في الماء لفترات طويلة.
- أزل البطارية إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترة طويلة.
- لا تتجاوز الاستخدام الوظيفي المقصود للمنتج.
- تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي لتنظيف الأسنان واللثة واللسان فقط. لا تستخدمه لأغراض أخرى.
- استخدم قوة الاهتزاز التي توفرها فرشاة الأسنان؛ ولا تقم بالضغط بشكل مفرط على الأسنان أو اللثة.
- احفظ المنتج بعيدًا عن درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة.
- تجنب طرق المنتج أو تطبيق قوة مفرطة عليه.