

Skötselråd

Öroninsatsen är gjord efter ditt öra och skall ha en bra passform. Om den känns för stor eller gör ont i örat kan detta justeras hos insatstillverkaren.

Var noga med att hålla insatsen ren, annars riskerar du att få hudirritationer i hörselgången och ljudet i din hörapparat kan upplevas som svagare.

Hörapparaten tål inte vatten men hålls ren genom att torkas av med en torr trasa. Insatsen ska däremot rengöras regelbundet med vatten.

Slangen mellan insatsen och hörapparaten bör bytas när den börjar gulna eller blir stel. Du kan få hjälp med detta där du provade ut hörapparaten om du tycker att det verkar svårt.

Så här rengör du öroninsatsen:



1. Ta loss öroninsatsen från hörapparaten.



2. Lägg insatsen i ljummet vatten med mild tvållösning.



3. Rengör kanaler i insatsen med en mellanrumsborste.



4. Skölj bort tvållösningen nogga under rinnande vatten.



5. Blås ut vatten ur kanaler och plastslang.



6. Torka av med mjuk trasa och lufttorka i några timmar.



7. Sätt ihop insatsen med hörapparaten.

H E A R U

Känner du dig osäker så ring oss gärna på 08-6684729.