

Chiodini/Pin fissaggio membrane Sistema WH-Tack



Innovativo sistema di chiodini per la stabilizzazione di membrane, griglie e lamine ossee che consente di essere utilizzato in osso corticale senza pre-foratura e senza rischi di deformazioni.



- ⬡ Aumentata superficie di compressione
- ⬡ Distacco automatico dallo strumento posizionatore anche in situazioni critiche
- ⬡ Semplicità e sicurezza operativa
- ⬡ Perfetto fitting con membrane, mesh e lamine ossee da fissare

Caratteristiche innovative di Wh-Tack


- Alta stabilità in fase di fissaggio
- Sgancio semplificato dallo strumento posizionatore
- Garantisce una maggiore stabilità della membrana
- Adatto anche per osso corticale e linguale




DOPPIA TESTINA

Inserimento nello strumento posizionatore la doppia testina permette al chiodino di posizionarsi senza che lo strumento entri a contatto con la superficie


Applicazioni cliniche



Membrana riassorbibile con
SAUSAGE Technique



Applicazione a una mesh



Applicazione in lamina
corticale



APPLICAZIONE SU OSSO CORTICALE

La doppia testina e la lunghezza del chiodo permettono l'applicazione anche su osso corticale

Listino prodotti

KIT COMPLETI

Starter kit 30 Tacks 15 da 3mm e 15 da 4mm - WHT-STK-30	599,00 €
Easy kit 20 Tacks 10 da 3mm e 10 da 4mm - WHT-EAK-20	479,00 €

PRODOTTI SINGOLI

Tacks 3 mm in fiala cf. 10 pz. - Pin30-WHT-0310	159,00 €
Tacks 4 mm in fiala cf. 10 pz. - Pin40-WHT-0410	159,00 €
Strumento di posizionamento chiodini standard - BM-0588	159,00 €

CeMax Wh-Tack su osteocom store

Visita: www.store.osteocom.it



O clicca sul bottone

Vai ai prodotti

osteocom
S T R E

 CeMax
Biomedical Technologies